

1543176 - SLK Eco 1 + 2 - oplegmatras met mechanische motor - 90 x 200 x 14 cm - 1 st



Beschrijving

SLK Eco 1+2 is een wisseldruksysteem dat als oplegmatras gebruikt dient te worden en bedoeld is voor intensief gebruik in verzorgingstehuizen. Ze is bestemd voor patiënten met een klein tot middelgroot risico of een aanwezigheid van decubitus tot stadium 2. Voorzien van een veilige aansluiting van luchttoevoerslang en regelenheid door middel van connectoren. De Care-Tex hoes helpt wrijving en schuifkrachten te verminderen, is ademend.

- Geïntegreerde statische en wisseldrukmodus
- Geluidsalarm in geval van lage druk
- Snelle deflatie dankzij CPR-functie in geval van cardiopulmonale reanimatie
- Met 17 modulaire luchtcellen vervaardigd uit hoogwaardig nylon en PVC

Specificaties

Merk	SLK
sku	1543176
Kleur	Groen
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk