

1543407 - Digitale bloeddrukmeter BC44 - XL display - pols - polsomtrek 14-19,5 cm - 1 st



Beschrijving

De digitale bloeddrukmeter met XL display voor de pols is bijzonder eenvoudig in gebruik. Dankzij het goed afleesbare, blauw verlichte display en de volautomatische meting van hartslag en bloeddruk is het de perfecte metgezel voor regelmatige controles. Met een verlichte start/stop-knop en een risico indicator. Deze bloeddrukmeter schakelt automatisch uit en heeft een lege batterij indicator.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543407
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk