

## 1516773 - Koffiebeker 510 - wit - 375 ml - 1 st



### Beschrijving

Koffiebeker 510 met 1 handvat heeft de look van keramiek of porselein en ligt comfortabel in de hand. Combineerbaar met verschillende tuitjes.

### Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Polyproyleen
<b>Deksel</b>	Nee
<b>Handvat</b>	Ja
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaalaanduiding</b>	Nee
<b>sku</b>	1516773
<b>Inhoud</b>	375 ml
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Type verpakking</b>	Stuk