

1530014 - Schiller ERG 911 S/L - Medische veiligheidsergometer met variabele bank



Beschrijving

Deze variabele bankergometer is ontwikkeld voor de cardiologische sector, waar speciale veiligheidseisen gelden. Deze nieuwe bankergometer is gemakkelijk instelbaar en is ontworpen voor inspanningstests, hartkathetertests en revalidatie. Bedoeld voor gebruik bij risicopatiënten, oudere of lichamelijk gehandicapte patiënten.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1530014
Type verpakking	Stuk