

## 1574676 - GS 225 digitale weegschaal - 180 kg - 1 st



### Beschrijving

Puur en helder design - de glazen personenweegschaal met magisch LED-display ziet er goed uit in elke badkamer. Met een antislip oppervlak, schakelt automatisch uit en heeft een overbelasting indicator.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Automatisch step-on functie</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Glas
<b>Max. gewicht</b>	180 kg
<b>sku</b>	1574676
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk