

## 1541491 - 3M™ Littmann® cardio/dual III™ - zwart - set



### Beschrijving

**3M™** Littmann® Stethoscoopreserveonderdelenkit voor de Cardiology III™ Stethoscoop bevat een zwarte rand en een afstembaar diafragma voor zowel de volwassen als de pediatrie kant van het borststuk, naast twee kleine (1/2 inch), zwarte Snap Tight Soft-Sealing oordopjes.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>sku</b>	1541491
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Toepassing</b>	Cardiologie
<b>Type verpakking</b>	Set