

1102893 - Wandbeugel vast 46 cm - antislip - wit - 1 st



Beschrijving

Deze **economische wandbeugel** is vervaardigd uit **sterk kunststof** en heeft een **fijn geribbeld oppervlak** voor extra grip. Dankzij het **uitstekende antislipprofiel** biedt de beugel optimale veiligheid bij gebruik in badkamer, toilet of andere zorgomgevingen. De montage gebeurt eenvoudig met schroeven die netjes worden afgedekt met een bijgeleverd beschermplaatje.

Voordelen:

- Uitstekende **prijs-kwaliteitverhouding**
- **Antislip oppervlak** voor extra veiligheid

Specificaties:

- **Diameter greep:** 3,6 cm
- **Vrije ruimte achter de handgreep:** 4 cm

Specificaties

Buigingshoek van 60°	Nee
Samenstelling	Beugels: kunststof, metalen: roestvrij staal, zuignappen: rubberen samenstelling
sku	1102893
Categorie wandbeugels	Rechte wandbeugels
Lengte wandbeugel	460 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk