

**1008122 - Surflo™-W - I.V. katheter - 24G x 19 mm - geel - 1 x 50 st**



## Beschrijving

Surflo™-W I.V. **Terumo** katheters zijn vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit en bieden stabiliteit tijdens het gebruik.

De doorzichtige katheter toont aan dat de katheter goed is ingebracht in de ader.

De scherpe naaldpunt vergemakkelijkt de inbreng van de katheter in de ader.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SR+DM2419WX(NIEUWSR+DM2419WD)
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katheter: FEP + BASO4</li> <li>• Katheterhub: polypropyleen + master batch</li> <li>• Afdichtpen: polyoxymethyleen</li> <li>• Canule (interne naald): roestvrij staal</li> <li>• Naaldhub: styreen butaan co-polymeer</li> <li>• Luer-lock dop: polypropyleen</li> <li>• Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen</li> <li>• Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan co-polymeer</li> <li>• Protector: polyethyleen</li> </ul>
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>Debiet</b>	29 milliliter per minute
<b>Interne diameter katheter</b>	0.55 mm
<b>Externe diameter katheter</b>	0.74 mm
<b>sku</b>	1008122
<b>Afmeting</b>	24G x 19 mm
<b>Afmeting in mm</b>	0,7 x 19 mm
<b>Kleur</b>	Geel
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos