

## 1559304 - Texa® gaaskompressen - niet steriel - 7,5 x 7,5 cm - 10 x 100 st



### Beschrijving

**Texa®** gaaskompressen zijn hydrofiele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Samenstelling</b>	100% katoen - 17-draads geweven
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1559304
<b>Aantal per verpakking</b>	10 x 100 st
<b>Lagen</b>	8-laags
<b>Maat</b>	7,5 x 7,5 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton