

1601408 - Medifeet® 30° kussen - visco foam + PU cover - 1 st



Beschrijving

Voldoende de patiënt wisselen van positie is essentieel bij decubituspreventie. Zeker elke 4 uren dient er gewisseld te worden. Bij rugligging is een semi-fowlerhouding aan te raden. In zijpositie ligt de patiënt best in een houding waarbij er een steun achter zijn rug geplaatst wordt van 30°. Het Medifeet® 30 kussen is een bijzonder comfortabel kussen.

In rugpositie ondersteunt Medifeet® 30 de knieën wanneer er reeds een contractuur aanwezig is.

Specificaties

Merk	Fico
Samenstelling	Visco foam, PU cover
sku	1601408
Type verpakking	Stuk