

1560182 - Beker Knick Cup - instelbare drinktuit 8 mm - maataanduiding - transparant - 200 ml - 1 st



Beschrijving

Transparante drinkbeker met instelbare drinktuit van 4 of 8 mm opening. Deze laatste maakt hem geschikt voor half vloeibare voeding, bv. yoghurt.
Ideaal voor mensen met nekproblemen en bedlegerige personen.
Voorzien van maataanduidingen.

Specificaties

Deksel	Ja
Handvat	Nee
HACCP-conform	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Ja
sku	1560182
Inhoud	200 ml
Kleur	Transparant
Type verpakking	Stuk