

## 1532225 - Velcromanchet + long met 2 slangen - volwassenen - 1 st



### Beschrijving

Velcromanchet die geschikt is voor alle digitale bloeddrukmeters van Boso. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	BOSO
<b>Compatibel met</b>	Boso Manuel II
<b>Bereik armband bloeddrukmeter</b>	22 - 32 cm
<b>sku</b>	1532225
<b>Doelgroep</b>	Volwassenen
<b>Maat armband</b>	M
<b>Type armband</b>	Velcro armband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk