

## 1605559 - Exxentric kBox5 Lite Platform - carbon black



### Beschrijving

Dit is de lichtste en meest draagbare van de kBox5 familie. Handig als u vaak reist en toch wil trainen, of als u nood hebt aan mobiliteit in de praktijk. Voor: reizende atleten, fitness, fysiotherapie en revalidatie.

- Verbeterde draagbaarheid
- Voor individueel thuisgebruik
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,200 kgm<sup>2</sup>
- Compatibel met kMeter
- Gewicht: 9.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

### Specificaties

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Merk</b>                 | Exxentric  |
| <b>sku</b>                  | 1605559    |
| <b>Europese Regelgeving</b> | 2001/95/EC |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk       |