

1574745 - CLINITEST® Rapid COVID-19 antigeentest - 20 st



Beschrijving

De CLINITEST® Rapid COVID-19-antigeentest van Siemens Healthineers is een gebruiksvriendelijke visuele leestest waarvoor geen laboratoriuminstrumenten of gespecialiseerd laboratoriumpersoneel nodig zijn. Resultaten in 15 minuten.

- Voor de detectie van COVID-19 antigenen (ook Britse en Zuid-Afrikaanse variant)
- Nu met eenvoudigere monsterverzameling voor verbeterde toegankelijkheid
- Monstermateriaal: nasofaryngeaal uitstrijkje of nasale swab
- Sensitiviteit: 98,32 % (Nasofaryngeale swab) - 97,25 % (Nasale Swab)
- Specificiteit: 99,60 % (Nasofaryngeale swab) - 100 % (Nasale Swab)
- Accuraatheid: 99,42% (Nasofaryngeale swab) - 98,73% (Nasale Swab)

Inhoud doos:

- 20 testcassettes
- 20 steriele wattenstaafjes
- 20 extractiebuisjes en pipet-tips
- 1 werkstation
- 2 buffers
- 1 bijsluiter

Specificaties

Merk	Siemens
sku	1574745
Type verpakking	Doos