

1551183 - HEINE K180 Ophtalmoscoop set kop - Led - 2,5V - Batterij en handvat diafragme - Etui - 1 st



Beschrijving

K180 ophtalmoscoop set geeft een helder licht voor een duidelijk beeld, dit biedt medische professionals een hoge kwaliteit en goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Voordelen

- Betrouwbare diagnose
- 5 verschillende diafragma's in 2 varianten
- Uitstekende verlichting
- Flexibel: vervangbare batterijen, oplaadbare USB

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINC-182.10.118
Inclusief bij het product?	Batterij; 1st, handvat; 1st, etui; 1st
sku	1551183
Handvat otoscoop	Oplaadbaar handvat
Verlichting	LED
Voltage	2,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk