

1532847 - Relax nekkussen - bi-tec - L 100 cm - 1 st



Beschrijving

Het Neck-model biedt een optimale ondersteuning van de nek. Het kussen zorgt voor comfort tijdens het middagdutje, het TV-kijken. Tijdens het reizen in de auto, trein of vliegtuig voorkomt het nekkachten en stramheid na het rusten. Door zijn zeer compacte vorm neemt het amper plaats in.

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--|
| Merk | Fico |
| Product afmetingen | L 100 cm |
| Samenstelling | Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm |
| sku | 1532847 |
| Merk positioneringsmateriaal | Relax |
| Wasbaar | 40 °C |
| Type verpakking | Stuk |