

## 1603874 - Suprasorb® H Hydrocolloïd standard verband - 10 x 10 cm - steriel - 10 st



### Beschrijving

Suprasorb® H Hydrocolloïd dun verband absorbeert vocht dankzij de hydrocolloidmatrix en absorbeert snel exsudaat, vormt een cohesieve gel. Het verband is zeer luchtdoorlatend, wat de verzorging van niet-geïnfekteerde wonden, aangenaam maakt. De draagtijd van het verband is 7 dagen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	Polyurethaan film, hydrocolloid, papier met siliconen laag
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1603874
<b>Lagen</b>	3-laags
<b>Maat</b>	10 x 10 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos