

1572488 - Simulator II



Beschrijving

De **BTE** Simulator II reproduceert verschillende bewegingen en oefeningen van het dagelijkse leven (ADL). Met de vele accessoires en de objectieve documentatie en rapportering is dit toestel ontwikkeld voor een breed gamma aan patiënten. Dit toestel beschikt over een weerstandmodule, maar geen dynamometer (motor). Isotonische en Isometrische modus mogelijk.

De BTE Sim II is het resultaat van meer dan 30 jaar ontwikkeling op basis van klinische informatie. De uitgebreide protocollen maken het mogelijk om via test veelvuldig oefeningen van het dagelijkse leven te trainen. Het is mogelijk om te kiezen uit voorgeprogrammeerde protocollen, behandelmodules of gepersonaliseerde behandelprotocollen die beantwoorden aan de individuele noden van de patiënt.

De BTE Sim II helpt bij het vergroten van de resultaten zodat de patiënten sneller de dagelijkse en werkgerelateerde activiteiten kunnen hervatten.

Specificaties

Merk	BTE
sku	1572488
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk