

## 1551618 - ICON DS Strep A - 1 x 25 st



### Beschrijving

De ICON DS Strep A teststrip is een snelle immunochromatografische analyse voor de kwalitatieve detectie van Groep A Streptococcus antigeen direct van keel-uitstrijkjes. ICON DS Strep A is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken. In slechts 5 minuten hebt u nauwkeurige resultaten zodat u de behandeling van uw patiënt onmiddellijk en vol vertrouwen kan beginnen. Met uitstekende prestaties (zelfs bij samples met geringe aanwezigheid van antigenen) en eenvoudig te interpreteren testresultaten, is er weinig kans op misdiagnose. Hierdoor reduceert u de kans op reumatische koorts of overmatig voorschrijven van antibiotica.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beckman
<b>sku</b>	1551618
<b>Type verpakking</b>	Set