

1532691 - Zuurstofsaturatiemeter met ritmestroom - 1 st



Beschrijving

De standaard pulsoximeter met ritmestroom meet de zuurstofverzadiging in het bloed (SpO₂), de hartslag en het plethysmogram. Dit model is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 3 jaar (dikte vinger: 7,5 mm).

Het bevat een 2-kleuren OLED-scherm, 6 weergavemodi en een indicator voor een bijna lege batterij.

Metingen: SpO₂: 70 tot 100% met +/- 3% nauwkeurigheid. Puls: 30 tot 235 bpm met een nauwkeurigheid tot +/- 2 bpm.

Wordt geleverd met polsband en batterijen.

Specificaties

Gewicht product	0.05 kg
Geheugen	Nee
Bluetooth	Nee
Met snoer	Ja
Type batterij	AAA
Bebat tax	0.05 EUR
LED kleurenscherm	Ja
Met ritmestroom	Ja
Aantal batterijen	2
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1532691
Dikte vinger	7,5 mm
Doelgroep	Kinderen Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk