

## 1623457 - SportsArt Elite Line Eco-Natural C574U upright cycle - zelf aangedreven - LCD display



### Beschrijving

De **SportsArt C574U Upright Cycle** maakt deel uit van de **ECO-NATURAL™ Elite Line**, waar **design, technologie, duurzaamheid en cardiovasculaire prestaties** samenkomen. Dankzij het **zelfaangedreven ontwerp** verbruikt dit toestel geen elektriciteit, wat zorgt voor een energiezuinige en milieuvriendelijke trainingservaring.

Het **low-profile shroud design** maakt de hometrainer gemakkelijk toegankelijk, terwijl het **horizontaal en verticaal verstelbare zadel** gebruikers van alle lengtes een ergonomische en comfortabele zithouding biedt. Met **vingertopweerstandsbetiening** en **40 weerstandsniveaus** kan elke training eenvoudig worden afgestemd, van lichte cardio tot intensieve sessies.

De **contact-hartslagsensoren** zorgen voor realtime monitoring, waardoor gebruikers hun prestaties en trainingszones nauwkeurig kunnen volgen.

#### Belangrijkste kenmerken van de SportsArt C574U:

- **Zelfaangedreven ontwerp** – energiezuinig en duurzaam, geen stroomaansluiting nodig
- **40 weerstandsniveaus** – geschikt voor alle trainingsdoelen en niveaus
- **Low-profile shroud design** – eenvoudige en veilige toegang
- **Horizontaal en verticaal verstelbaar zadel** – ergonomisch en comfortabel
- **Fingertip resistance controls** – snelle en eenvoudige weerstandaanpassing
- **Contact HR-sensoren** – nauwkeurige hartslagmeting tijdens de training

#### Technische specificaties:

- **Unit Weight:** 85.5 kg

- **Afmetingen (L x B x H):** 121.9 x 61.7 x 151.3 cm
- **Maximaal gebruikersgewicht:** 205 kg
- **Weerstandsniveaus:** 40

De **SportsArt C574U Upright Cycle** is ideaal voor:

- **Fitnessclubs en sportscholen** die premium cardio-apparatuur willen aanbieden
- **Revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken** waar toegankelijkheid en ergonomie belangrijk zijn
- **Thuisgebruikers** die een professionele en energiezuinige hometrainer zoeken

## Specificaties

<b>Merk</b>	SportsArt
<b>sku</b>	1623457
<b>Gewicht</b>	85,5 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk