

1603390 - Handschoendispenser ratiomed RVS - S/M/L - 1 st



Beschrijving

Dispenser in roestvrij staal voor het direct binnen handbereik opbergen van Soft Nitrile onderzoekshandschoenen, geperforeerde maten S, M en L.

Wordt geleverd inclusief muurbevestigingsmateriaal.
Afmetingen: 25,8 x 39 x 9,6 cm.

Specificaties

Merk	Megro
Product afmetingen	B 39 cm, H 9.6 cm, L 25.8 cm
sku	1603390
Type verpakking	Stuk