

1543640 - Beker - flexibele tuit 4 mm - melkweit - 200 ml - 1 st

Beschrijving

Deze melkwhite beker met flexibele tuit en maatverdeling is autoclaveerbaar tot 130°C

Specificaties

Deksel	Ja
Handvat	Nee
HACCP-conform	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Ja
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1543640
Inhoud	200 ml
Kleur	Wit
Type verpakking	Stuk