

1523723 - WelchAllyn vaginale wegwerpspecula voor kleenspec 800 lichtbron - xs - 1 x 24 st



Beschrijving

Comfortabel en volledig glad afgewerkt in transparante kunststof voor een optimale visuele gynaecologische analyse. De hoogkwalitatieve vaginale wegwerpspecula van **Welch Allyn** zijn geschikt voor Kleenspec 800 lichtbron.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1523723
Maten specula	XS
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos