

1000071 - Accu-chek Softclicx lancetten - 1 x 200 st



Beschrijving

De lancetten hebben een siliconenlaagje waardoor het binnendringen in de huid gemakkelijker gaat. De speciale 3-vlakslijping zorgt ervoor dat voldoende bloed beschikbaar komt om uw bloedglucose te kunnen meten. De Accu-Chek® Softclicx is instelbaar op 11 prikdieptes en heeft speciale lancetten die voorzien zijn van een zacht siliconenlaagje.

Specificaties

Merk	Roche
Compatibel met	Accu-chek Softclicx prikpen
Met prikpen	Nee
sku	1000071
Categorie glucometer	Priksystemen en lancetten
Merk priksystemen en lancetten	Roche Accu-Check
Type lancet	Standaard lancet
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk