

## 1539640 - Texa® gaaskompressen - steriel - 5 x 5 cm - 100 x 1 st



### Beschrijving

**Texa®** gaaskompressen zijn hydrofiele steriele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

### Specificaties

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Merk</b>                  | Texa                            |
| <b>Samenstelling</b>         | 100% katoen - 17-draads geweven |
| <b>Steriel</b>               | Ja                              |
| <b>sku</b>                   | 1539640                         |
| <b>Aantal per verpakking</b> | 100 x 1 st                      |
| <b>Lagen</b>                 | 8-laags                         |
| <b>Maat</b>                  | 5 x 5 cm                        |
| <b>Sterilisatie methode</b>  | Ethyleen oxide                  |
| <b>Europese Regelgeving</b>  | MDR - 2017/745/EU - Klasse Is   |
| <b>Type verpakking</b>       | Doos                            |