

1023753 - Prämeta - stuwband - groen - 1 st



Beschrijving

Hoogwaardig metalen slot in een modern design met nauwkeurig instelbare aanspanning. Huidvriendelijk materiaal, bestaande uit een duurzaam katoenweefsel dat latexvrij en steriliseerbaar is.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
SKU leverancier	7090200001
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Latex vrij	Ja
sku	1023753
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk