

1515908 - Seca 217 stadiometer voor mobiele lengte meting - 20 tot 205 cm - 1 st



Beschrijving

De mobiele stadiometer seca 217 gaat prat op een ongeëvenaarde stabiliteit, een slim ontworpen montagesysteem en uiterst hoogwaardige materialen. Dat alles verleent de stadiometer een uitzonderlijk hoge graad van stabiliteit – vrijwel dezelfde als bij een permanente installatie. Daarnaast garandeert de verstelbare afstandhouder een stevig steunpunt zonder hulpmiddelen. De stadiometer, geschikt voor artspraktijken en ziekenhuizen, is ook op maat van mobiel gebruik gesneden, zoals onderzoeken van kinderen op school of patiënten thuis. In gedemonteerde staat kan de stadiometer gemakkelijk overal worden meegenomen.

- Voor gebruiksgemak passen de onderdelen precies in elkaar.
- Afstandstuk voor extra stabiliteit
- Robuust platform voor stabiele stahouding
- Adapterelement seca 437 voor aansluiting op personenweegschaal

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1515908
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	0 - 205 cm
Type meetlat	Demonteerbare, draagbare meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk