

1610779 - HEINE otoscoopset mini 3000 fo led - batterij handvat en specula - 1 st



Beschrijving

Heine 3000 is een compacte otoscoop met directe LED- HQ verlichting. Deze heeft een natuurlijke kleurweergave waardoor je nooit meer de LED moet vervangen. De otoscoop heeft een exclusief ontwerp en een stevige behuizing. Verder is deze eenvoudig te bedienen, het kijkvenster is vast en kan naar de zijkant worden gedraaid. Het heeft een bedieningstijd van doorgaans 10 uur.

De Heine 3000 otoscoopset wordt geleverd met een handvat met batterijen (inclusief) en 10 herbruikbare specula.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEIND-008.70.110
Inclusief bij het product?	Mini 3000 otoscoop, handvat inclusief batterijen; 10 stuks AllSpec wegwerp specula van 4 mm
sku	1610779
Handvat otoscoop	Niet oplaadbaar handvat
Maat otoscoop set	Pocket size
Vergroting	3 x
Verlichting	LED
Voltage	2,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk