

## 1544796 - Badtilband met hoofdsteun - met clips - XL - 1 st



### Beschrijving

Een universele tilband in polymesh met clips, volledige hoofdsteun en verdeelde gewatteerde beendelen. Deze tilband is geschikt voor algemene transfers en heeft een kleine opening voor hygiënische doeleinden, met verwijderbare baleinen aan het ruggedeelte. Dankzij het polymesh materiaal kan de tilband nat worden zonder dat dit effect heeft op de veiligheid tijdens een verplaatsing. Bovendien kan de tilband gebruikt worden om te baden en droogt deze snel nadien. Heeft een maximum draagkracht van 220 kg, kan gewassen worden op 85° en kan op een lage temperatuur van maximum 50° in de droogkast. De tilband is vervaardigd uit 100% polyester.

#### Afmetingen schouder omtrek:

Small 86-96 cm  
Medium 96-108 cm  
Large 108-130 cm  
Extralarge 130-144 cm  
Extra extralarge 144-160 cm

#### Afmetingen hoogte:

Small 66-74 cm  
Medium 74-80 cm  
Large 80-88 cm  
Extralarge 88-100 cm  
Extra extralarge 96-104 cm

## Specificaties

<b>Merk</b>	Silvalea
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	100% polyester mesh
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
<b>Hoofdsteun</b>	Ja
<b>sku</b>	1544796
<b>Bevestiging tilbanden</b>	Clips
<b>Maat</b>	XL
<b>Max. gewicht volwassene</b>	220 kg
<b>Type tilband</b>	Badtilband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk