

## 1549852 - HEINE Ophthalmoscoopkop Beta 200 - Led - Zonder handvat - 1 st



### Beschrijving

De HEINE BETA 200 LED oftalmoscoopkop biedt precisie en duurzaamheid dankzij de LED HQ-technologie die helder, natuurgetrouw licht met uitstekende kleurweergave levert. De robuuste metalen constructie zorgt voor een lange levensduur, terwijl de geavanceerde optiek scherpe en gedetailleerde beelden biedt. Compatibel met HEINE BETA-handvatten en conform de MDR 2017/745EU Klasse I regelgeving.

### Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINC-008.30.100
<b>sku</b>	1549852
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk