

1549852 - Heine Ophtalmoscoopkop Beta 200 - Led - Zonder handvat - 1 st



Beschrijving

De HEINE BETA 200 LED oftalmoscoopkop biedt precisie en duurzaamheid dankzij de LED HQ-technologie die helder, natuurgetrouw licht met uitstekende kleurweergave levert. De robuuste metalen constructie zorgt voor een lange levensduur, terwijl de geavanceerde optiek scherpe en gedetailleerde beelden biedt. Compatibel met HEINE BETA-handvatten en conform de MDR 2017745EU Klasse I regelgeving.

Specificaties

Merk	Heine
sku	1549852
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk