

## 1552342 - Aquasonic gel - 5 L



### Beschrijving

Aquasonic gel is een innovatieve echografie gel met uitstekende geluidsgeleidingseigenschappen. Perfect voor zowel patiënten als professionals in de medische sector. Het product is hypoallergeen, dermatologisch getest en veroorzaakt geen huidirritaties. Aquasonic gel is makkelijk te verwijderen en laat geen resten achter. Beschikbaar in een verpakking van 5 liter of 250 ml.

### Specificaties

|                 |         |
|-----------------|---------|
| sku             | 1552342 |
| Type verpakking | Stuk    |