

## 1553499 - Pedaalradius - snelverstelbaar voor MOTomed Viva - Retrofit

### Beschrijving

Snelverstelbare pedaalradius - Retrofit kit

- Voor het snel en precies instellen van het pedaalradius
- Instelbaar in 4 standen (5,0cm / 7,5cm / 10,0cm / 12,5cm) of tot op de millimeter
- Aanbevolen bij gewrichtsstijfheid of spasmen

Niet compatibel met het enkelgewricht systeem met vaste instelknop referentie 74-1-534-000

### Specificaties

<b>Merk</b>	MOTomed
<b>sku</b>	1553499
<b>Type verpakking</b>	Paar