

## 1622017 - ECG elektroden - long term - solid - baby/pediatric- 36x42 mm - 40x50 st



### Beschrijving

De ronde vorm van de ECG-elektroden zorgt voor een groter contactoppervlak met de huid waardoor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het ECG-signaal verbetert en het comfort van de patiënt verhoogt.

Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Sorimex
<b>sku</b>	1622017
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016-04
<b>Radio opaque</b>	Ja
<b>Basismateriaal</b>	Polyethyleenschuim
<b>Materiaal drukknop aansluiting</b>	Inox
<b>Shelflife</b>	3 jaar
<b>Toepassing</b>	Long-term monitoring
<b>Doelgroep</b>	Baby
<b>Maat</b>	36 x 42 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos