

1551001 - MST-3180 specimen trap - tube 29 cm - 25 ml - 1 x 75 st



Beschrijving

Deze mucus specimen trap met een buislengte van 29 cm en reserveschroefdop is ontworpen om slijmmonsters te verkrijgen voor microbiologisch onderzoek. De trap van 25 ml is steriel individueel verpakt en beschikt over een bevestiging voor zuigkatheter en zuigverbindingbuis en een patiëntenlabel.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 29 cm
Steriel	Ja
sku	1551001
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos