

1533025 - Versatus™ -WP I.V. katheter - 16G x 45 mm - grijs - 1 x 50 st



Beschrijving

Versatus™ WP I.V. katheters is een steriele perifere katheter voor eenmalig gebruik. Met een gevleugelde naald met poort, bedoeld voor toegang tot het perifere vasculaire systeem.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DU1645PX(NIEUWSR+DU1645PD)
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Katheter: polyurethaan + BaSO₄ • Katheterhub met vleugels: polypropyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: copolymeer styreen butadien • Luer-lock cap: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan copolymeer • Poort afsluiting: polypropyleen • Injectiepoortklep: silicone rubber • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	225 milliliter per minute
Interne diameter katheter	1.35 mm
Externe diameter katheter	1.75 mm
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1533025
Afmeting	16G x 45 mm
Afmeting in mm	1,8 x 45 mm
Kleur	Grijs
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos