

**1005906 - Dokterstas Bollmann Medi-light - 1 extern zijvak - kunststof met afwerking leder - zwart - 44 x 25 x 25 cm - 1 st**



## Beschrijving

De Medi-Light van **Bollmann** is een stevige tas met een aluminium frame. Met behulp van een veermechanisme opent de tas zeer breed, waardoor de inhoud goed in handbereik is. De artsentas is voorzien van een handig slotje dat automatisch openspringt wanneer bij vingercontact. Het slot vergrendelt nadien vanzelf. De Medi-Light is vervaardigd uit krasbestendig leer.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Bollmann
<b>Product afmetingen</b>	B 25 cm, H 25 cm, L 44 cm
<b>sku</b>	1005906
<b>Aantal handgrepen</b>	1
<b>Aantal voortassen</b>	0
<b>Aantal zijvakken</b>	1
<b>Categorie</b>	Dokterstas
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk