

1005662 - HEINE otoscoopset beta 200 f.o led - met handvat - 1 st



Beschrijving

De HEINE Otoscoopset BETA 200 F.O. LED biedt heldere, schaduwvrije verlichting met Fiber Optic (F.O.) LED-technologie voor nauwkeurige ooronderzoeken. De duurzame metalen behuizing, en lucht- & stofdichte lens garanderen een helder en scherp beeld. Het ergonomische handvat zorgt voor een comfortabele grip, terwijl de LED HQ-technologie optimale kleurweergave biedt. Ideaal voor huisartsen, KNO-artsen en audiologen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINB-141.10.118
sku	1005662
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk