


**1609975 - VICRYL® Plus hechtdraad 3/0 - 19 mm - 70 cm -
VCP423H - 36 st**



Beschrijving

Gecoate VICRYL® Plus hechtdraad is een steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet te worden verwijderd. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 56-70 dagen

Specificaties

Samenstelling	Hechtdraad: copolymeer: 90% glycolide, 10% L-lactide
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
sku	1609975
Draaddikte	3/0
Naald lengte	19 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos