

## 1501300 - 3M™ Comply™ Bowie & Dick autoclaaftest pakket II wegwerpbaar - 20 st



### Beschrijving

Met zijn unieke kleurchemie voldoet het **3M™ Comply™** Bowie & Dick-type wegwerp-autoclaaftestpakket aan BS EN 867-4 en voert het de BSI Kite Mark. Het is ontworpen voor eenmalig gebruik in sterilisatoren met poreuze lading voor dagelijkse Bowie & Dick-tests. Bowie & Dick-testpakketten worden gebruikt om de prestaties te bewaken van vacuümstoomsterilisatoren met voorvacuüm. De testpakketten detecteren reproduceerbaar restlucht in de sterilisatiekamer ten gevolge van lekken, niet-adequaat vacuüm en niet-condenseerbare gassen, want elk hiervan kan afbreuk doen aan de steriliteit.

### Voordelen

- Gemakkelijk te detecteren fouten conform ISO 11140 Deel 1
- Gemakkelijk te interpreteren goed? of afkeur
- Gemakkelijk te lokaliseren en terug te vinden testvel
- Gemakkelijk te openen 'matchbox'-systeem
- Identificeert niet-steriele instrumenten voordat zij de steriele omgeving bereiken

## Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>sku</b>	1501300
<b>Sterilisatie methode</b>	Stoom
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos