

## 1540038 - WiBox Pro - week pill box FR - 1 st



### Beschrijving

**Wiegand** WiBox Pro weekset voor thuis en onderweg, voor het bewaren van medicatie, het bewaren en toedienen van vaste medicatie zoals tabletten voor 1 patiënt in 1 week.

De wekelijkse set bevat 7 dispensers met weekdag en 1 reservedispenser.

De WiBox Pro kan dichtgeklapt worden in een handige lichtgewicht koffer met een hangslot en heeft een inhoud van 120 ml.

De box kan in de vaatwasser op maximum 60°C.

Afmetingen koffer: 190 x 225 x 50 mm, dispenser: 190 x 45 x 20 mm

### Specificaties

<b>Merk</b>	Wiegand
<b>Samenstelling</b>	Koffer, dispenser: polypropyleen, schuifdeksel: polycarbonaat
<b>sku</b>	1540038
<b>Type verpakking</b>	Stuk