

1549994 - Linido douchestoel zelfrijder - zithoogte 54 cm - RVS gecoat - wit - 1 st



Beschrijving

De zelfrijder douchestoel met HT-bekleding van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of aan de wastafel. De douchestoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. De minder actieve gebruikers die langere tijd op de stoel gezeten hebben, hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 65 cm, H 54 cm, L 108 cm
SKU leverancier	LI2142.0004-02
Samenstelling	RVS
sku	1549994
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk