

1549159 - Welch Allyn SureColor™ LED pocket otoscoop 2,5 V LED met handvat - excl. batterijen - onyxzwart - 1 st



Beschrijving

Welch Allyn Pocket LED-Otoscoop – Krachtig, Licht & Stijlvol!

Het meest robuuste pocket-otoscoop op de markt ? – ideaal van opleiding tot praktijk.

? Voordelen op een rijtje:

- ? Heldere LED-verlichting met SureColor™ technologie
- ? Ultralicht voor comfortabel gebruik
- ? Koel fiberoptisch licht zonder reflecties
- ? Compact & altijd binnen handbereik

Perfect voor dagelijks gebruik bij oorscopie.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Gewicht product	0.15 kg
sku	1549159
Afmetingen (l x b x h) - cm	21,1 x 10,3 x 6 cm
Bebat tax	0.05 EUR
	Nee
Kleur	Onyxzwart
Type verpakking	Stuk