

## 1016520 - Troponin T - 1 x 5 st



### Beschrijving

De test Troponin T van Roche is een zeer specifieke en gevoelige test. Roche Troponin T is de meest geschikte cardiale marker voor myocardiale infarct. De test Troponin T is ontworpen voor de kwalitatieve bepaling van Troponin T in het bloed als een steun voor risicostratificatie van patiënten met instabiele angina pectoris en voor de diagnose van myocardinfarct. De Roche test is eenvoudig te gebruiken. Roche Troponin geeft een betrouwbare "ja / nee" resultaat. Het resultaat wordt binnen 15 tot 20 minuten na het aanbrengen van anti-gecoaguleerd veneus volledig bloed (heparine of EDTA) weergegeven. Een positief resultaat ( $> 0,1$  ng / mL) is een bewijs van celbeschadiging in het hartspierweefsel. Een negatief resultaat sluit een hartinfarct of een celschade in de hartspierweefsel niet met zekerheid uit.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Roche
<b>sku</b>	1016520
<b>Europese Regelgeving</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk