

1559486 - Schiller medilog®AR - 7-aderige kabel - AF software



Beschrijving

Zeer snelle atriumfibrillatie/atriumflutter detectie dankzij echte P-golf analyse, eenvoudig, snel en hygiënisch te hanteren, flexibel dual-battery concept voor meer dan 14 dagen opnameduur. Dit is de SCHILLER medilog®AR Holter met 7 kabels.

De **SCHILLER** medilog®AR Holter is robuust, schok- en spatwaterdicht en eenvoudig te reinigen. Dankzij het dual-batterij concept kunnen de patiënten meer dan 14 dagen worden gescreend zonder dat ze naar de arts moeten om de batterijen te vervangen. Nul seconden atriumfibrillatie/atriumflutter detectie op basis van echte P-golf analyse is een van de technische hoogtepunten van deze Holter oplossing.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------|
| Merk | Schiller |
| sku | 1559486 |
| Europese Regelgeving | 2014/53/EU |
| Type verpakking | Stuk |