

1603677 - Handschoenen Nitrile poedervrij long cuff - L - 400 mm - 10 x 50 st



Beschrijving

Poedervrije nitril handschoenen (AQL 1.5) met goede chemische weerstand. Aanbevolen voor mensen die geen latex handschoenen kunnen gebruiken. Door hun extra lange manchet van 400 mm zijn ze ideaal voor het reinigen van endoscopen en het hanteren van cytostatica. Door hun ruwe oppervlak zijn ze gemakkelijk vast te grijpen.

Specificaties

Samenstelling	Nitrile
sku	1603677
Latex vrij	Ja
Steriel	Nee
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	400 mm
Steriel	Nee
Kleur	Blauw
Kwaliteitsniveau	AQL 1.5
Maat	L
Type verpakking	Karton