

1101834 - Seca 354 digitale babyweegschaal - 20 kg - 1 st



Beschrijving

De seca 354 babyweegschaal heeft een comfortabel weegplateau en een fijne schaalverdeling van 10 g. In een handomdraai kan hij worden omgebouwd tot een vloerweegschaal voor kinderen met een capaciteit van 20 kg. Het weegplateau en de basis die als vloerweegschaal dient, zijn veilig met elkaar verbonden, zodat de baby veilig en zeker kan worden gewogen. Een ander voordeel van de weegschaal is de borst-melk-inname-functie die bepaalt hoeveel melk de baby heeft gedronken. De robuuste maar lichte weegschaal is gemakkelijk te vervoeren en de gebruiksvriendelijke knoppen maken hem gemakkelijk te bedienen.

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	20 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1101834
Gradatie weegschaal	5 g < 10 kg > 10 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk