

1577095 - HEINE velcromanchet + long met 1 slang - jong volwassenen - 20-29 cm - 1 st



Beschrijving

De HEINE herbruikbare Velcro bloeddrukmanchet met lange slang is compatibel met de HEINE G5 en G7 bloeddrukmeters. De stevige Velcro-sluiting zorgt voor een veilige pasvorm, terwijl de duurzame materialen langdurig gebruik garanderen. Ontworpen voor nauwkeurige en comfortabele metingen, voldoet deze manchet aan de MDR 2017/745EU Klasse I normen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINM-000.09.704
Compatibel met	Heine G5; Heine G7
Bereik armband bloeddrukmeter	20 - 29 cm
sku	1577095
Maat armband	M
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk