

1539421 - MaiMed® film - 2,5 cm x 9,14 m - niet-steriel - 1 x 12 st



Beschrijving

MaiMed®-film is een plakverband in rol. Het is een transparant fixeermiddel dat gemakkelijk in de lengte en breedte kan worden gescheurd voor snelle gebruik. Bovendien is het geschikt voor het vast maken van verbanden, kompressen en katheters. Het product is huidvriendelijk, hypoallergeen en ademend. Ook is het water- en vuilafstotend en latexvrij en gemaakt van polyethyleen met polyacrylaatlijm.

Specificaties

Merk	Maimed
SKU leverancier	00077210
Steriel	Nee
Kompres	Nee
Geperforeerd	Ja
Samenstelling	Polyethyleen met polyacrylaat kleeflaag
Latex vrij	Ja
sku	1539421
Kleur	Transparant
Maat	2,5 cm x 9,14 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos